

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Balkonik trzyfunkcyjny

Kod produktu JMC-C 3222



### 1. Wykonanie

Balkonik trzyfunkcyjny wykonany jest ze wzmocnionej poprzecznie aluminiowej ramy. Wyposażony jest w przednie nóżki z nasadkami i przednie nóżki z pełnymi kołami o średnicy 5". Balkonik pełni funkcję statyczną oraz kroczącą, która umożliwia naprzemienne przemieszczanie boczaków bez konieczności podnoszenia. Posiada szerokie pole podparcia oraz długi zakres kroczenia. Gumowe uchwyty zapewniają odpowiednią stabilizację i wygodę używania. Wysokość balkonika może być dostosowana do wzrostu użytkownika dzięki regulowanym nóżkom. Po złożeniu balkonik zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i przewozić.

#### Elementy balkonika:

- a. uchwyt
- b. składanie ramy
- c. zmiana funkcji
- d. regulacja wysokości
- e. gumowa nasadka antypoślizgowa
- f. koło o średnicy 5"



### 2. Zastosowanie

Balkonik trzyfunkcyjny jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do

aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

### **3. Montaż**

#### **Rozłożenie i złożenie balkonika**

- Przed rozłożeniem balkonika należy zamontować przednie nóżki z nasadkami lub z kółkami.
- Aby rozłożyć balkonik, należy rozchylić boki do pozycji maksymalnej, aż do zablokowania uchwytów.
- Aby złożyć balkonik, należy docisnąć gumowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i złożyć ramiona.

#### **Regulacja wysokości**

- Wysokość należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik opierając się na uchwytach, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na balkoniku całym ciężarem ciała.
- Aby wyregulować wysokość nóżki, należy wcisnąć metalowy pin, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

**Uwaga!** Wysokość na wszystkich nóżkach musi być ustawiona na tym samym poziomie.

#### **Wybór funkcji**

- Statyczna – należy ustawić oba piny blokujące w górnych otworach przeznaczonych do zmiany funkcji
- Krocząca – należy docisnąć gumowy element znajdujący się na środku ramy poprzecznej i lekko złożyć ramiona, następnie ustawić oba piny blokujące w dolnych otworach przeznaczonych do zmiany funkcji
- Nóżki z nasadkami lub nóżki z kółkami można montować bez względu na wybraną funkcję (kroczącą lub statyczną).

#### 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita z nasadkami	55 cm
Szerokość całkowita z kółkami	60 cm
Szerokość wewnętrzna	46 cm
Głębokość całkowita z nasadkami	46 cm
Głębokość całkowita z kółkami	50 cm
Regulacja wysokości	72-91 cm
Waga	2,9 kg
Maks. obciążenie	136 kg

#### 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z balkonika, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

#### 6. Konserwacja

- Ramę balkonika należy czyścić wilgotną szmatką, używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji – utratą praw gwarancyjnych).
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów balkonika (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad)










#### 7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

#### 8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.  
Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)  
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



10/2022(I)