


3.2. Automatyczny pomiar podczas snu (pomiar nocny)

- Po wyłączeniu zasilania naciśnij przycisk [NOC] i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Zostanie ustawiony tryb pomiaru nocnego. Na wyświetlaczu pojawi się symbol włączenia „ON”.



Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „-:-”, patrz section 6.

Uwaga

- Jeżeli data i godzina nie są ustawione, po naciśnięciu przycisku [NOC] przez ponad 2 sekundy zacznie migać rok. Informacje o sposobie ustawienia daty i godziny zawiera punkt 2.3.

- Udaj się na spoczynek.

Kładąc się spać, spróbuj zachować pozycję ciała, która nie utrudnia krążenia krwi w ramieniu/nadgarstku, na którym będzie dokonywany pomiar. Dzięki temu urządzenie będzie mogło dokonać właściwych pomiarów podczas snu użytkownika.

Pomiar rozpocznie się automatycznie o godzinie 2:00, 4:00 i 4 godziny później po ustawieniu pomiaru nocnego.



Uwaga

- Pomiar nie rozpocznie się, jeżeli data i godzina nie będą ustawione.
- Po włączeniu trybu nocnego nie można wykonywać normalnego pomiaru. Aby dokonać właściwego pomiaru, sprawdź, czy mankięt jest prawidłowo założony na nadgarstek i czy symbol baterii nie miga lub nie wyświetla się z wyprzedzeniem.
- Tryb pomiaru nocnego zostanie automatycznie anulowany w niżej wymienionych przypadkach.
 - Gdy w czasie pomiaru dwa razy z rzędu zostanie wyświetlony komunikat „E1”, patrz section 6.
 - Gdy wyświetlany jest komunikat „Er”, patrz section 6.
- Jeżeli w czasie, gdy ustawiony jest tryb pomiaru nocnego, zostanie naciśnięty przycisk [NOC], wskaźnik przycisku [NOC] zaświeci się na 10 sekund.
- Jeżeli czas ustawienia zostanie powielony, jednorazowo zostanie wykonany tylko 1 pomiar.
- W ustawionym trybie nocnym funkcja pozycjonowania w strefie serca nie działa.
- Jeżeli pomiar nocny zakończy się niepowodzeniem z powodu błędu, takiego jak „błąd ruchu”, ciśnieniomierz podejmie ponowną próbę po jednej minucie. (Urządzenie podejmie tylko jedną dodatkową próbę).
- Tryb pomiaru nocnego zostanie automatycznie anulowany po zakończeniu pomiaru w ustalonym czasie.
- Aby ręcznie anulować tryb pomiaru nocnego, należy wykonać następującą operację:
 - Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij jednokrotnie przycisk [NOC].
 - Po upewnieniu się, że wskaźnik przycisku [NOC] świeci, przytrzymać przycisk [NOC] przez ponad 3 sekundy. Wskaźnik przycisku [NOC] zamiga 5 razy, po czy tryb pomiaru nocnego zostanie anulowany. Na wyświetlaczu pojawi się symbol wyłączenia „OFF”.


Przesyłanie danych automatycznie/ręcznie
Patrz część 3.1.5.

4. Korzystanie z funkcji pamięci

Ciśnieniomierz automatycznie zapisuje do 350 odczytów.



4.1 Wyświetlanie odczytów zapisanych w pamięci

- Naciśnij przycisk [Pamięć].



Numer pamięci pojawi się jedną sekundę przed wyświetleniem tętna. Zestaw najnowszych odczytów jest oznaczony numerem 1.

Uwaga

- Jeśli w pamięci nie ma zapisanych żadnych odczytów, zostanie wyświetlony ekran pokazany po prawej stronie.
- Jeśli pamięć jest zapelniona, monitor wymazuje z pamięci najstarsze odczyty.
- Jeżeli w czasie pomiaru na wyświetlaczu pojawiły się  „: ” lub  „: ”, wyświetlana są także w czasie wyświetlania zapisu pomiaru.
- W pamięci zapisywany jest także wynik pozycjonowania w strefie serca. Wskaźnik ustawienia świeci na niebiesko lub pomarańczowo, gdy wyświetlany jest zapis pomiaru.
- Gdy wyświetlany jest zapis nocnego pomiaru, przycisk [NOC] świeci.
- W pamięci jest zapisywany także komunikat o błędzie (np. „E1” lub „Er”) wyświetlany w trakcie pomiaru. Patrz część section 6 dotycząca komunikatów o błędzie.

- Naciskaj kilkakrotnie przycisk [Pamięć], aby przewijać poprzednie odczyty zapisane w pamięci.

- Naciśnij przycisk [START/STOP], aby wyłączyć ciśnieniomierz.


Uwaga

- Ciśnieniomierz wyłączy się automatycznie po 2 minutach.

5. Inne ustawienia

5.1 Usuwanie wszystkich odczytów zapisanych w pamięci

- Naciśnij przycisk [Pamięć] — zostanie wyświetlony ostatni odczyt.
- Przytrzymując przycisk [Pamięć], naciśnij i przytrzymaj przycisk [START/STOP] przez ponad 2 sekundy.



Uwaga

- Wszystkie odczyty zostaną usunięte. Nie ma możliwości częściowego usunięcia odczytów zapisanych w pamięci.
- Ta czynność spowoduje usunięcie danych sparowanych z urządzeniem mobilnym.

- Naciśnij przycisk [START/STOP], aby wyłączyć ciśnieniomierz.

Uwaga

- Ciśnieniomierz wyłączy się automatycznie po 2 minutach.

5.2 Wyłączanie/włączenie funkcji Bluetooth

⚠️ Ostrzeżenie

• **Urządzenie emituje fale o częstotliwości radiowej (RF) w paśmie 2,4 GHz. NIE używać produktu w miejscach, w których posługiwanie się urządzeniami emitującymi fale o częstotliwości radiowej jest ograniczone, takimi jak samoloty czy szpitale. W miejscach, w których korzystanie z urządzeń generujących fale radiowe jest ograniczone, w ciśnieniomierzu należy wyłączyć funkcję Bluetooth i wyjąć z niego baterie.**

Funkcja Bluetooth jest domyślnie włączona.

- Po wyłączeniu ciśnieniomierza naciśnij i przytrzymaj przycisk [Połączenie] przez ponad 10 sekund.


Na wyświetlaczu pojawi się symbol wyłączenia.



- Naciśnij przycisk [START/STOP], aby wyłączyć ciśnieniomierz.

Uwaga

- Ciśnieniomierz wyłączy się automatycznie po 2 minutach.
- Aby włączyć funkcję Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Połączenie] przez ponad 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol włączenia.
- Jeżeli funkcja Bluetooth jest włączona, zostanie wyświetlony następujący ekran po naciśnięciu przycisku [Połączenie] w czasie, gdy zasilanie będzie wyłączone.



5.3 Wyłączanie/włączenie wskaźnika ustawienia
Wskaźnik ustawienia jest domyślnie włączony.

- Gdy ciśnieniomierz jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Ustawienie daty/godziny] przez ponad 5 sekund w czasie przytrzymywania przycisku [Pamięć].

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OFF”, a wskaźnik ustawienia zamiga 5 razy.





































- Naciśnij przycisk [START/STOP], aby wyłączyć ciśnieniomierz.

Uwaga

- Ciśnieniomierz wyłączy się automatycznie po 2 minutach.
- Aby włączyć funkcję wskaźnika ustawienia, powtórz czynności opisane powyżej. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „on”, a wskaźnik ustawienia zamiga 5 razy.

6. Komunikaty o błędach i rozwiązywanie problemów

W przypadku, gdy podczas użytkowania ciśnieniomierzem wystąpią dowolne z poniższych problemów, należy sprawdzić, czy w promieniu 30 cm nie znajduje się żadne inne urządzenie elektryczne. Jeżeli problem będzie się utrzymywał, należy odnieść się do poniższej tabeli.

Wyświetlacz/problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
 E1 wyświetla się lub mankięt się nie napełnia.	Mankiet nadgarstkowy jest nieprawidłowo założony.	Założ prawidłowo mankięt i ponownie dokonaj pomiaru. Patrz section 2.5.
 E3 wyświetla się	Z mankietu ułatnia się powietrze.	Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem firmy OMRON.
 E3 wyświetla się	Mankiet nadgarstkowy jest zbyt mocno napełniony i jego ciśnienie przekracza 300 mmHg.	Nie dotykaj mankietu w trakcie pomiaru.
 E4 wyświetla się	Użytkownik porusza się lub rozmawia podczas pomiaru. Wibracje zakłócają pomiar.	W czasie pomiaru należy zachowywać się spokojnie, nie poruszać się i nie rozmawiać.
 E5 wyświetla się		Założ prawidłowo mankięt i ponownie dokonaj pomiaru. Patrz section 2.5.
  wyświetla się	Tętno nie jest prawidłowo wykrywane.	W czasie pomiaru należy zachowywać się spokojnie i przyjąć prawidłową pozycję siedzącą.
  wyświetla się	Jeżeli symbol  " wyświetla się nadal, zalecamy konsultację z lekarzem.	
  wyświetla się		Założ prawidłowo mankięt i ponownie dokonaj pomiaru. Patrz section 2.5. W czasie pomiaru należy zachowywać się spokojnie i przyjąć prawidłową pozycję siedzącą.
 E7 wyświetla się	Podczas pomiaru nadgarstek porusza się w górę i w dół.	Nie poruszaj nadgarstkiem i dokonaj kolejnego pomiaru. Patrz section 3.
 Er wyświetla się (z wyjątkiem 40)	Ciśnieniomierz nie działa prawidłowo.	Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub dystrybutorem firmy OMRON.
 E wyświetla się	Ciśnieniomierz nie może połączyć się z urządzeniem inteligentnym lub prawidłowo przesałać danych.	Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną w aplikacji „OMRON connect”. Jeżeli komunikat „Err” nadal widnieje na wyświetlaczu po sprawdzeniu aplikacji, skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej produktów firmy OMRON lub ich dystrybutorem.
  wyświetla się	Data i godzina nie są ustawione.	Sparuj ciśnieniomierz z urządzeniem mobilnym lub ustaw ręcznie datę i godzinę. Patrz section 2.
 P miga	Przycisk [Połączenie] jest naciśnięty i przytrzymywany w celu sparowania z urządzeniem mobilnym.	Miga w czasie parowania z urządzeniem inteligentnym. Aby uzyskać informacje o parowaniu, przejdź do części Pomoc w aplikacji „OMRON connect”.
 O miga	Przycisk [Połączenie] jest naciśnięty w celu przesyłu odczytów.	Miga podczas przesyłu odczytów do aplikacji „OMRON connect”.
  miga	Wiele odczytów nie zostało przesłanych. Pamięć wewnętrzna jest prawie pełna.	Ten symbol błędu zniknie po sparowaniu lub przesłaniu odczytów do aplikacji „OMRON connect”, aby można było je zapisać w pamięci aplikacji.
  wyświetla się	350 odczytów nie zostało przesłanych.	
  miga lub wyświetla się	Niski poziom naładowania baterii lub baterie są całkowicie wyczerpane.	Wymień obie baterie na 2 nowe baterie alkaliczne. Patrz section 2.1.
 Er 40 wyświetla się	Baterie wyczerpały się.	
  Brak zasilania. Na wyświetlaczu nic się nie pojawia.	Baterie są całkowicie wyczerpane. Bieguny baterii są niewłaściwie zorientowane.	Sprawdź prawidłowość umieszczenia baterii w komorze. Patrz section 2. 1.
  Odczyty wydają się zbyt wysokie lub zbyt niskie.	Ciśnienie krwi waha się nieustannie. Na wartość ciśnienia krwi wpływa wiele czynników, w tym stres, pora dnia, a także sposób założenia mankietu. Patrz części 2.4 — 2.5 oraz section 3.	
  Występuje dowolny inny problem z komunikacją.	Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetlaną przez urządzenie inteligentne lub przejdź do części Pomoc w aplikacji „OMRON connect”, aby uzyskać dalszą pomoc. Jeżeli problem utrzymuje się, skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej produktów firmy OMRON lub ich dystrybutorem.	
  Występuje inny problem.	Naciśnij przycisk [START/STOP], aby wyłączyć ciśnieniomierz, a następnie naciśnij go ponownie, aby dokonać pomiaru. Jeżeli problem utrzymuje się, wyjmij wszystkie baterie i poczekaj 30 sekund. Następnie ponownie zainstaluj baterie. Jeżeli problem utrzymuje się, skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej produktów firmy OMRON lub ich dystrybutorem.	

7. Konserwacja

7.1 Konserwacja

Aby zabezpieczyć ciśnieniomierz przed uszkodzeniem, należy stosować się do poniższych wskazówek.

- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez producenta spowodują utratę gwarancji użytkownika.

⚠️ Ostrzeżoa

- NIE należy rozmontowywać ani podejmować prób naprawy ciśnieniomierza ani jego części. Może to prowadzić do nieodkładnych odczytów.
- Przed użyciem produktu sprawdź go wzrokowo, aby upewnić się, że nie jest zanieczyszczony, wilgotny lub zdeformowany z powodu upuszczenia lub uszkodzenia.


7.2 Przechowywanie

Nieużywany ciśnieniomierz należy przechowywać w pokrowcu.

- Ciśnieniomierz należy przechowywać w czystym, bezpiecznym miejscu.

Nie przechowywać ciśnieniomierza:

- jeżeli uległ zamoczeniu;
- jeżeli pot lub kosmetyk zanieczyszcza ciśnieniomierz;
- w miejscach narażonych na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury, wilgotność, bezpośrednie nasłonecznienie, pył lub żrące opary, np. wybielacza;
- w miejscach narażonych na wibracje lub wstrząsy.



7.3 Czyszczenie

- Nie należy stosować ściernych ani lotnych środków czyszczących.
- Ciśnieniomierz i mankięt należy czyścić miękką, suchą szmatką lub miękką szmatką zwilżoną neutralnym roztworem mydła, a następnie wytrzeć je suchą szmatką.
- Nie należy myć wodą ani zanurzać w niej ciśnieniomierza i mankietu.
- Do czyszczenia ciśnieniomierza i mankietu nie wolno używać benzyny, rozcieńczalników ani innych podobnych rozpuszczalników.

7.4 Kalibracja i serwisowanie

- Dokładność niniejszego ciśnieniomierza została starannie przetestowana. Skonstruowano go z myślą o długotrwałej eksploatacji.
- Dla zapewnienia prawidłowego działania i dokładności zaleca się dokonywanie przeglądu urządzenia co 2 lata. Należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub działem obsługi klienta firmy OMRON pod adresem podanym na opakowaniu lub w dołączonych dokumentach.

8. Dane techniczne	
Kategoria produktu	Sfigmomanometry elektroniczne
Opis produktu	Nadgarstkowy ciśnieniomierz automatyczny
Model (kod)	NightView (HEM-9601T-E3)
Wyświetlacz	Wyświetlacz cyfrowy LCD
Zakres ciśnienia dla mankietu	0–299 mmHg
Zakres pomiaru ciśnienia krwi	SYS: od 60 do 260 mmHg DIA: od 40 do 215 mmHg
Zakres pomiaru tętna	Od 40 do 180 uderzeń/min
Dokładność	Ciśnienie: ±3 mmHg Tętno: ±5% wskazywanego odczytu
Pompowanie	Automatyczne za pomocą pompy elektrycznej
Wypuszczanie powietrza	Automatyczne szybkie wypuszczanie powietrza
Metoda pomiaru	Metoda oscylometryczna
Metoda przesyłania danych	Bluetooth® Low Energy

Komunikacja bezprzewodowa	Zakres częstotliwości: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) <p>Modulacja: GFSK <p>Efektowna moc promieniowania: <20 dBm</p></p>
Tryb pracy	Praca ciągła
Klasyfikacja IP	IP 22
Wartości znamionowe	DC 3 V 3,0 W
Źródło zasilania	2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V
Trwałość baterii	Okolo 150 pomiarów (na nowych bateriach alkalicznych)
Okres eksploatacji (trwałość użytkowa)	3 lata
Warunki pracy	Od +10 do +40°C / od 15 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) / od 800 do 1060 hPa
Warunki przechowywania/transportu	Od -20 do +60°C / od 10 do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Masa	Okolo 110 g (bez baterii)
Wymiary	Okolo 55 mm (szer.) x 101 mm (wys.) x 17 mm (dl.) (bez mankietu)
Obwód nadgarstka	Od 135 do 215 mm
Pamięć	Zapis do 350 odczytów
Zawartość	Ciśnieniomierz, pokrowiec, 2 baterie alkaliczne AAA, instrukcja obsługi, karta pomiaru ciśnienia krwi
Ochrona przed porażeniem prądem	Medyczne urządzenie elektryczne (ME) z zasilaniem wewnętrznym
Część wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta	Typ BF (mankiet)
Temperatura maksymalna części wchodzącej w kontakt z ciałem użytkownika	Niższa niż +43°C

Uwaga

- Niniejsze specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Badania kliniczne niniejszego ciśnieniomierza przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 81060-2:2014 i spełnia on wymagania norm EN ISO 81060-2:2014 oraz EN ISO 81060-2:2019+A1:2020. W walidacyjnym badaniu klinicznym ciśnienie rozkurczowe u 85 badanych określono na podstawie V fazy Korotkowa.
- Ciśnieniomierz nie został poddany walidacji u kobiet ciężarnych.
- Klasyfikacja IP odzwierciedla stopień ochrony zapewniana przez obudowę zgodnie z normą IEC 60529. Ciśnieniomierz jest zabezpieczony przed przedostawianiem się przez obudowę obcych ciał stałych o średnicy 12,5 mm lub większych, np. palca, oraz ukośnie padającymi kroplami wody, które mogą powodować problemy podczas normalnej pracy urządzenia.
- Klasyfikacja trybu pracy zgodnie z normą IEC 60601-1.

Informacje dotyczące zakłóceń komunikacji bezprzewodowej	
Niniejszy produkt działa w nielicencjonowanym paśmie ISM o częstotliwości 2,4 GHz. Jeżeli niniejszy produkt jest wykorzystywany w pobliżu innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak kucharki mikrofalowe oraz bezprzewodowe sieci LAN, które działają w oparciu o to samo pasmo częstotliwości co ten produkt, istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń. Jeżeli do takich zakłóceń dojdzie, należy przerwać pracę innych urządzeń lub przed użyciem ciśnieniomierza przenieść go w inne miejsce, z dala od urządzeń bezprzewodowych.	
Komunikacja bezprzewodowa wiąże się z ryzykiem polegającym na tym, że jakakolwiek strona trzecia może celowo lub przypadkowo przechwycić fale radiowe w dowolnym celu.	

9. Ograniczona gwarancja

Dziękujemy za zakup produktu firmy OMRON. Niniejszy produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i dolożono wielkiej staranności podczas jego produkcji. Został on opracowany dla zapewnienia satysfakcji, pod warunkiem że jest prawidłowo obsługiwany i konserwowany zgodnie z instrukcją obsługi.

Niniejszy produkt jest objęty 3-letnią gwarancją firmy OMRON od daty zakupu. Prawidłowa konstrukcja, wykonanie i materiały tego produktu są gwarantowane przez firmę OMRON. W trakcie okresu gwarancji firma OMRON bez opłaty za części lub usługę naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub wadliwą część.

Gwarancja nie są objęte:








- koszty transportu i zagrożenia związane z transportem;
- koszty napraw i/lub wady wynikające z napraw wykonywanych przez osoby bez autoryzacji;
- okresowe kontrole i konserwacja;
- awaria lub zużycie opcjonalnych części innych lub dodatków innych niż urządzenie główne, o ile nie wyszczególniono tego powyżej;
- koszty wynikające z niezakceptowania roszczenia gwarancyjnego (za to zostanie pobrana opłata);
- szkody innych rodzajów, włącznie z osobowymi, spowodowane przez wypadek lub nieprawidłowe użytkownika;
- usługa kalibracji nie jest objęta gwarancją;




W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy skontaktować się ze sprzedawcą produktu lub z autoryzowanym dystrybutorem firmy OMRON. Dane adresowe można znaleźć na opakowaniu produktu/dokumentacji lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. W przypadku trudności z dostępem do działu obsługi klienta firmy OMRON należy się skontaktować z nami w celu uzyskania informacji. www.omron-healthcare.com

Naprawa lub wymiana w okresie gwarancji nie daje prawa do przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. Gwarancja będzie zapewniona wyłącznie, gdy zwrócony zostanie kompletny produkt razem z oryginalną fakturą/paragonem wystawionym przez sprzedawcę dla klienta.

10. Wskazówki i deklaracja producenta	
<p>CE0197 UK 0086</p>	

- Niniejszy ciśnieniomierz zaprojektowano zgodnie z normą europejską EN1060. Nieinwazyjne mierniki ciśnienia, część 1, Wymagania ogólne, i część 3, Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwi.
- Niniejszym firma OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. oświadcza, że tego typu sprzęt radiowy (HEM-9601T-E3) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
- Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny na następującej stronie internetowej: www.omron-healthcare.com
- Niniejszy produkt firmy OMRON wyprodukowano w systemie ścisłej kontroli jakości firmy OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japonia.
- Każde poważne zdarzenie, które wystąpiło w związku z urządzeniem, prosimy zgłaszać producentowi i kompetentnemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik.

Opis symboli	
	Cześć aplikacyjna typu BF <p>Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym (prąd upływu)</p>
IP XX	Stopień ochrony wg IEC 60529
CE	Oznaczenie CE
UK CA	Oznaczenie UKCA
SN	Numer serii
LOT	Numer partii
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
MD	Wyrób medyczny
	Ograniczenia dot. temperatury
	Ograniczenia dot. wilgotności
	Ograniczenia dot. ciśnienia atmosferycznego
 	Opatrzona znakiem towarowym technologia firmy OMRON dotycząca pomiaru ciśnienia krwi
	Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Opis symboli	
---	Prąd stały
	Symbol ogólnie podwyższonych, potencjalnie niebezpiecznych poziomów promieniowania niejonizującego lub oznaczenie urządzeń lub systemów, np. medycznych obszarów elektrycznych, które obejmują nadajniki częstotliwości radiowych lub urządzenia celowo wykorzystujące energię elektromagnetyczną do diagnostyki lub leczenia.
	Data produkcji
 13,5-21,5cm	Wskazuje prawidłowe umieszczenie ciśnieniomierza na nadgarstku <p>Obwód nadgarstka</p>

Ważne informacje dotyczące zgodności elektromagnetycznej (EMC)

Urządzenie HEM-9601T-E3 spełnia wymagania normy EN60601-1-2:2015 dotyczącej zgodności elektromagnetycznej (EMC).
Dalsza dokumentacja zgodna z powyższą normą EMC jest dostępna na stronie www.omron-healthcare.com.
Z informacjami dotyczącymi normy EMC w odniesieniu do urządzenia HEM-9601T-E3 można zapoznać się na stronie internetowej.

Prawidłowa uytlizacja tego produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie lub w materiałach jego dotyczących wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji nie należy go usuwać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec możliwemu skażeniu środowiska lub szkodom dla zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i przetwarzać go w sposób odpowiedzialny, działając na rzecz ponownego wykorzystania zasobów materiałowych.

Użytkownicy urządzenia w domu powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z lokalnym urządzeniem państwowym w celu uzyskania szczegółowych informacji, gdzie